


ラボ用（試験用）の粉碎に

粉碎機 （サイクロンサンプルミル）

CSM-S1/CSM-F1

主に
粒状
サンプル用



主に
葉・飼料・木片等用



特長

- 1 軟らかいものから硬いものまで迅速に粉碎。
- 2 超高速回転インペラーにより均一な粒度に粉碎。
- 3 サイクロン方式により粉碎中の発熱が少なく試料は変質しません。
- 4 サイクロン方式により粉碎のたびに粉碎機内部を掃除する必要はありません。

